

die Notfallausrüstung für ihre praxis



medida® basic XL pro

€ 169,00
50-171

Hauptfach mit Wanne; zwei Seitentaschen; gepolsterte und verstärkte Fronttasche für den sicheren Transport eines AED; Innenseite der Front diverse flache Einsteckfächer; Reißverschluss mit Kordel und schwarzen PVC-Enden; Rucksack-Tragegurt längenverstellbar und gepolstert.

Maße: ca. 53 x 46 x 30 cm – Stoffgruppe III (Plane)

medida® basic XL pro AED

€ 175,00
50-166

Hauptfach bestehend aus einer unterteilten Kunststoffwanne; Gummizugtaschen innen im Deckel; zwei Seitentaschen für z. B. Diagnostik oder Splint-Universalschienen. Fronttasche mit zusätzlichem Reißverschluss-Fach für Dokumente; Fronttasche passend für Ihr AED-Gerät; Reflexstreifen; Tragesystem; Beckengurt; AED-Symbol;

Maße: ca. 53 x 46 x 30 cm – Stoffgruppe III (Plane)



medida® 1500 plus

€ 72,00
50-4043

hochwertige Verarbeitung; 1 Hauptfach mit Inneneinteilung durch fest eingenähte Trennwände (3 Fächer); Innenrückwand mit Gummischlaufen; 1 Klarsichtfach mit Reißverschluss auf dem Deckel; Deckelinnenseite mit Gummischlaufen; 2 Seitentaschen; 1 Vortasche mit Gummibändern; abnehmbarer, längenverstellbarer Schultertragegurt mit Anti-Rutsch-Pad; Tragegriff mit Klettverschluss; Reflexstreifen; div. Farben;

Maße: ca. 50 x 30 x 20 cm – Stoffgruppe III (Plane)

medida® 2000 plus

€ 149,00
50-4031

Diese Tasche eignet sich optimal für Notfälle und zeichnet sich durch qualitativ hochwertige Verarbeitung und Materialien aus. Unter Berücksichtigung der jeweiligen Einsatzverhältnisse und verschiedenen Einsatzgerätschaften ist es gelungen, eine hochwertige Tasche zu entwickeln, die sich trotz kompakter Maße durch eine große, sehr übersichtliche Inneneinteilung auszeichnet. Integrierte Sauerstoffflaschen-Halterung.

Maße: ca. 55 x 33 x 27 cm – Stoffgruppe III (Plane)



medida Gesamtkatalog 2013/14

Jetzt kostenlos bestellen

0 61 58. 87 85-0 oder auf www.medida.de



Taschenmaske Typ Rettung

€ 9,50
02-88

Einweg-Beatmungshilfe für medizinisches Fachpersonal, mit Schutzventil, O₂-Anschluss, Kopfband, ISO-Norm-Anschluss, Hartbox

Ambu® LifeKey

€ 4,95
02-72-Farbe

Einweg-Beatmungshilfe als Schlüsselanhänger, Nylontasche, Farben: schwarz, grün, gelb, blau, rot, orange



Notfallbeatmungshilfe

€ 2,50
02-74

Neu nach DIN 13154. Einweg, zum Schutz von Ersthelfer und Patient

Larynx-Tubus LT-D Notfallset „Erwachsene“

€ 33,90
05-333

je 1x Größe 3, 4 und 5, 1x farbcodierte Spritze, 1x Beißblock, zum Einmalgebrauch



Fingerpulsoximeter „Typ Rettung I“

€ 45,00
78-825

Anzeige Schläge/Minute: 70 % bis 100 % / 30 bis 235 bpm, 4 Einstellungen, Maße 58 x 32 x 34 mm, Gewicht 50 g, farbiges Display, inkl. Batterien

Fingerpulsoximeter „Typ Rettung II“

€ 65,00
78-821

Anzeige Schläge/Minute: 70 % bis 99 % / 30 bis 235 bpm, 6 Einstellungen, Maße 6 x 3,5 x 3,4 cm, Gewicht 35 g, inkl. Batterien



Pulsoximeter - Mindray PM 50

€ 235,00
77-400

LCD-Display, 15 Std. Betriebsdauer, 130 g, inkl. Fingersensor

Ampullarium medida® 180

€ 15,00
52-016 > rot
52-007 > blau

Kleines, handliches Ampullarium für das Nötigste, Klarsichtfeld auf dem Deckel für Inhaltsverzeichnis, Platz für 36 Ampullen, Stoffgruppe II, Maße 23 x 13 x 4 cm



Ampullarium medida® 500

€ 25,00
52-002-6

Befestigung in Gummischlaufen, Schrift ist lesbar, Polsterung: 8 mm PE-Schaum, 2-Wege-Reißverschluss, Mittelwand für Zubehör, Folienfeld für Inhaltsverzeichnis, Platz für 75 Ampullen, Material Plane, Farbe rot



Rescuer Vacupump

€ 45,00
04-18

0,55 bar, Einweg, 300 ml Sekretgefäß, Überlaufschutz, Anschluss gängiger Absaugkatheter



inkl. 1x Sauerstoff-Set

(4 Sauerstoffkatheter, 1 O₂-Maske für Erwachsene, 1 O₂-Verbindungsschlauch, 1 Konusverbinder, 1 Sauerstoff-Brille)

O₂-Set

S19911 0,8 l € 219,00 S19912 2,0 l € 224,00





PRIMEDIC HeartSave PAD

Public Access Defibrillator, stromgesteuerter, biphasischer Defibrillationsimpuls „CCD-Technologie“, sprachgeführte, deutsche Benutzerführung, inkl. 3-Jahres-Lithium-Batterie, CompactFlash-Card, Save Pads AED

€ 1.199,00

79-700



PRIMEDIC HeartSave AED-M

automatisierter, externer Defibrillator, stromgesteuerter, biphasischer Defibrillationsimpuls „CCD-Technologie“, hochauflösendes blue-mode LCD-Monitor, mehrsprachige Benutzerführung, CompactFlash-Card, Save Pads AED, EKGViewer, 4 PIN-geschützte Anwenderprofile abspeicherbar

€ 2.150,00

79-704



EKG Patienten-kabel, 2-polig (für HeartSave AED-M)

€ 178,00

79-727

Zum Anschluss von EKG-Elektroden für 6-Kanal EKG, inkl. Kabel und Stecker, inkl. 1 Pack (30 Stück) EKG-Elektroden. Nur für Monitoring !

PRIMEDIC SavePads AED

Selbstklebende Defibrillations-Elektroden für Erwachsene inkl. 2-poligem Kabel, Einmal-Rasierer / -Handschuhe

€ 44,00

79-724



AED Zubehör-Set im Modul

medida Modul S inkl. Taschenmaske, Universal-Kleiderschere, Einmal-Rasierer, Einmal-Handschuhe, Wundkompressen, Alkoholtupfer

€ 14,00

S45756



PRIMEDIC Tragetasche HeartSave AED

Mit Staufach vorne und Sichtfenster, inkl. Tragegurt und Schulterpolster

€ 130,00

79-721



PRIMEDIC Wandschrank AED SaveBox

inkl. Magnetschluss

€ 199,00

79-726

DIN Füllungen



DIN	13157 Betriebe	13169 Betriebe	14142 Verbandkasten FW / KTW	13160 San-Tasche	13164 KFZ
Bestell-Nr.	54-108	54-111	98-704	54-114	41-100
€	16,00	35,00	34,00	18,00	7,50

Austauschset (Artikel mit Verfallsdaten und Pflasterprodukte)

Bestell-Nr.	54-110	54-113	–	–	41-101
€	10,00	23,00	–	–	6,00



Instrumenten-Set

1 Universal-Kleiderschere, 18 cm; 1 Lister Verbandschere, 14 cm;
1 anatomische Pinzette, 14,5 cm; 1 Splitterpinzette Feilchenfeld, 11 cm;
1 chir. Schere, gerade, sp/st

€ 7,80

S19808

Infusions-Set Erwachsene

2 Infusionssysteme; 2 Venenverweilkatheter Safety, G18;
2 Venenverweilkatheter Safety, G20; 2 Venenverweilkatheter Safety, G16;
1 Perfusionsbesteck Safety, G21; 1 Perfusionsbesteck Safety, G23; 1 IN-Stopfen

€ 7,90

S17702



Injektions-Set

1 Cutasept, 50 ml; 1 Ampullenöffner; 4 Einmalspritzen 2 ml;
4 Einmalspritzen 5 ml; 2 Einmalspritzen 10 ml; 2 Einmalspritzen 20 ml;
5 Einmal-Kanülen, gelb, Nr. 1; 5 Einmal-Kanülen, schwarz, Nr. 12

€ 5,70

S17708

Absaug-Set Erwachsene

2 Absaugkatheter CH12; 2 Absaugkatheter CH16;
2 Absaugkatheter CH 20; 1 Absaugunterbrecher Fingertip

€ 1,20

S19805



B.I.G.™ Bone Injektion Gun

12-183 > Kinder 0-12 Jahren, rot
12-180 > Kinder ab 12 Jahren, Erwachsene, blau

€ 68,00


kurze Penetrationszeit, scharfe und schmale
Trokarnadel, schnell, Luer Lock-Anschluss, steril, 2 Größen

Cook® Intraössarnadeln nach Dieckman

Länge jeweils 30 mm, mit Seitenlöchern, Schliff: Trokar, 45°

€ 59,00

12-131 > G 14
12-132 > G 16
12-136 > G 18



Illinois Bone Marrow Needle

Einwegnadeln zur Aspiration von Darmbeinknochenmark /
Knochenmarkinfusion, steril

€ 29,00

12-133 > G 18 (ca. 14-38 mm)
12-134 > G 15 (ca. 10-48 mm)

Ausstattungen/Füllungen (Rucksäcke & Taschen siehe Titelseite)



Abb. S15501



medida® basic
XL pro

medida® basic
XL pro AED

medida®
1500 plus

medida®
2000 plus

<p>S17901</p> <p>Standard I € 69,00</p> <p>Blutdruckgerät; Einmal-Beatmungsbeutel Erwachsene; Stethoskop; Diagnostik-Kleinleuchte; Beißkeil; Guedeltubus, Größe 3 bis 5;</p>	<p>●</p> <p>€ 238,00 S17936</p>	<p>●</p> <p>€ 244,00 S17943</p>	<p>●</p> <p>€ 148,00 S17923</p>	<p>●</p> <p>€ 193,00 S17927</p>
<p>S17902</p> <p>Standard II € 144,00</p> <p>zzgl. zu Standard I: Beatmungsmaske Größe 3; Laryngoskop, Warmlicht-Griff mit Spatel MacIntosh Größen 2 und 3; Einführungsmandrin für 5,0-6,5 mm; Endotrachealtuben mit Ballon, Größen 6,0, 7,5, 8,5; Guedeltuben, Größen 0, 1, 2; Schere Lister-Verband, 14 cm; Klemme Pean, gerade, 14 cm; Zange Magill, 20 cm; Sofort-Kühlkomresse, 15 x 18 cm;</p>	<p>●</p> <p>€ 313,00 S17938</p>	<p>●</p> <p>€ 319,00 S17944</p>	<p>●</p> <p>€ 223,00 S17925</p>	<p>●</p> <p>€ 273,00 S17928</p>
<p>S15501</p> <p>Dental € 385,00</p> <p>Weinmann Silikon-Beatmungsbeutel, Erwachsene; Silikonmaske Gr. 3; Sauerstoff-Atemmaske, Erw.; Hyperventilationsmaske; Larynx-Tubus LT-D Notfallset Erwachsene (3,4,5); Sauerstoff-Brille; Sauerstoff-Katheter; Sauerstoff-Verbindungsschlauch; Stethoskop; Druckminderer Medioxyl, Venenstauer; Guedeltuben, Gr. 2, 3, 4; Kanülenabwurfbehälter; Infusionssystem; Vasofix Safety, 14G, 18G, 20G; Blutdruckgerät; Schlinggazetupfer; Kanülenfixierpflaster; Zange Magill, 20 cm; Schere Universal, 18 cm; Einmalspritze 2ml, 5 ml, 10 ml; Einmal-Kanülen Nr. 1 + Nr. 14; Sauerstoff-Flasche, 2 Liter; Cutasept F, 50 ml; Diagnostik-Kleinleuchte;</p>				<p>●</p> <p>€ 534,00 S17961</p>
<p>S22221</p> <p>First Responder € 165,00</p> <p>Einmal-Beatmungsbeutel Erwachsene; Hand-Absaugpumpe; Softmaske Kinder, Gr. 3; Larynx-Tubus LT-D Notfallset Erwachsene (3,4,5); Stethoskop; Blutdruckgerät; Guedeltuben, Gr. 2, 3, 4; Universal-Splint-Schiene; Füllung DIN 13157; Cutasept F, 50 ml; Infusionssystem; Vasofix Safety, 18G, 20G; Aseptoman Viral, 150 ml; Kanülenfixierpflaster; Diagnostik-Kleinleuchte; Beißkeil; Venenstauer;</p>	<p>●</p> <p>€ 334,00 S17939</p>	<p>●</p> <p>€ 340,00 S17945</p>	<p>●</p> <p>€ 239,00 S17955</p>	<p>●</p> <p>€ 314,00 S17962</p>
<p>AED</p> <p>Primediac HeartSave PAD; Primediac SavePads AED, 1 Paar; medida AED-Set im Modul, gefüllt; Einmaldecke, 500 g, weiß; Nitril NextGen, Gr. XL, blau; Füllung DIN 13164, KFZ; Rettungszeichen „Defibrillator“; Verbandbuch DIN A5;</p>		<p>●</p> <p>€ 1.488,00 S17946</p>		