



Medida GmbH & Co. KG | Sangenweg 19 | 64589 Stockstadt

Ihre Zeichen/Nachricht vom

Ihr/Ihre Ansprechpartner/in

Manuel Talinski

E-Mail

Manuel.Talinski@medida.de

Telefon

06158 8785-100

Telefax

06158 8785-190

29.04.2016

Dringender Sicherheitshinweis zu 2m-Einweg-Patientenschlauchsysteme für MEDUMAT Transport und MEDUMAT Standard / Einreißen des Beatmungsschlauchs nahe den grauen Schlauchanschlüssen

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir informieren hiermit darüber, dass die Firma Weinmann Emergency Medical Technology GmbH & Co.KG in Hamburg einen dringenden Sicherheitshinweis zu folgenden Produkten herausgegeben hat:

2m-Einweg-Patientenschlauchsysteme für MEDUMAT Transport ab Produktionsdatum 2015-11 mit den Artikelnummern WM 28285, WM 28435, WM 28695, WM 28690, WM 28657, WM 28483

2m-Einweg-Patientenschlauchsystem für MEDUMAT Standard² ab Produktionsdatum 2015-11 mit den Artikelnummern WM 28865, WM 29195, WM 28907, WM 29192

Bitte prüfen Sie auch die 10er, 25er und 50er Sets der Produkte, da in diesen auch betroffene Produkte enthalten sein könnten.

[Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise der Firma Weinmann.](#)

(Bitte anklicken, um dem Link zu folgen).

Bei Rückfragen erreichen Sie uns direkt unter der Telefonnummer: 06158-8785-100.

Freundliche Grüße


Manuel Talinski
Geschäftsführer
medida GmbH & Co.KG